

パクシス ファイルゲートウェイ

PAXIS

File Gateway

JPEG等のデジタルデータをDICOM画像に変換
心電図や眼底装置等からの自動取り込みも可能！



画像をFileGatewayに取り込む

ファイルをドラッグ&ドロップ（複数枚可）

患者情報、検査情報を入力
(患者IDは必須)

ファイル名	サイズ	種類	更新日時
DSC02540.JPG	3244 KB	JPG ファイル	2016/04/18 16:3

カテゴリ選択
検査種別 分類

検査情報

受付番号: シリーズ番号: 1
検査ID: モリディ
検査日: 2016/08/31 依頼医師
検査時間: 14:07:33 照会医師
検査部位: 実施医師
依頼部門: 検査コメント


送信
クリア

DICOMデータへ変換

DICOM送信

DICOM画像をサーバに送信

DICOMサーバ



【開発・販売元】



キッセイコムテック株式会社

本社 〒390-1293長野県松本市和田4010番10
TEL : 0263-40-1122(代表) FAX : 0263-48-1284
URL : <http://www.kicnet.co.jp/>
E-Mail : dicom-support@comtec.kicnet.co.jp

